



# **GEBRUIKSAANWIJZING**

## **VOETFIXATIE MEERVOUDIG VERSTELBAAT**

De perfecte voet-ondersteuning voor op de scootmobiel

#### WAARVOOR DIEN HET?

De voetfixatie zorgt voor een goede zitpositie en biedt juiste ondersteuning voor u benen en voeten bij gebruik van de scootmobiel.

#### HOE WERKT HET?

Bevestig de vierkante plaat met schroeven (niet meegeleverd) op de voetplateau van de scootmobiel. De houding van het been en/of de voet is nu af te stellen via de 3 inbusbouten op de scharnier-set van de voetfixatie. Daarnaast is de voetfixatie in lengterichting af te stellen aan de bovenzijde.

#### BELANGRIJK OM TE WETEN!

Wij geven het advies de keuze en de montage van de voetfixatie door een erkend dealer te laten uitvoeren.

#### UITVOERINGEN;

De voetfixatiesets zijn in meerdere uitvoeringen leverbaar. Informeer bij uw leverancier welke voor u geschikt is. Voor alle uitvoeringen verwijzen wij u naar onze website [www.silema.nl](http://www.silema.nl)

#### ONDERHOUD EN TECHNISCHE INSPEKTIE

Dit product behoeft geen onderhoud. Reinigen van de voetfixatie is het beste met een droge dan wel matig vochtige doek. Wij raden u wel aan om het systeem regelmatig te laten controleren op werking door vakkundig personeel dat door Silema Revalidatietechniek is geautoriseerd.

#### VEILIGHEIDSINFORMATIE

Silema Revalidatietechniek beschouwt zich alleen verantwoordelijk voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en het goede functioneren van dit product, indien de onderstaande aanwijzingen worden opgevolgd:

- De voetfixatie mag alleen in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- De voetfixatie bezit geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Veranderingen of reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel dat daartoe door Silema is geautoriseerd.
- Door onoordeelkundig gebruik, inbegrepen incorrecte assemblage, installatie, wijzigingen of herstellingen aan de voetfixatie of het niet naleven van onze aanbevelingen, vervalt elke vorm van garantie en recht op claims.

#### GARANTIEVERKLARING

Dit product is door vakpersoneel op bijzonder zorgvuldige wijze vervaardigd. Veelvuldige tests en controles garanderen dat het product onberispelijk functioneert. Silema Revalidatietechniek is aansprakelijk voor materiaal en productiefouten binnen een garantietermijn van 1 jaar. Silema is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door ondeskundige behandeling of bij reparaties door derden die niet door Silema Revalidatietechniek zijn erkend.

**Uw leverancier van dit product voor Nederland;**